

# Simplicity 超纯水系统

让您随时随地取用超纯水！



# 根据您的需要随时随地提供超纯水！

## 您的超纯水需求

在实验室可以随时随地根据您的需要提供超纯水

方便、高质量的进水确保您的实验成功，不必再担心使用容器装纯水而引发的水质污染问题

灵活的进水选择

紧凑的设计能有效地利用您的实验室空间

流速满足您的超纯水需求

高品质的纯水满足您绝大多数重要的应用需求

易于访问的系统操作信息

简单的自我维护

## 我们的解决方案：Simplicity纯水系统

紧凑型便携式Simplicity纯水系统根据您的需要生产超纯水：在您进行实验的实验台上。

Simplicity系统从移动式2升的集成水箱中的纯水根据需要生产超纯水。

Simplicity能从不同类型的预处理水生产超纯水，包括Elix系统产水，蒸馏水，去离子水或反渗透水（如Rios系统）。

Simplicity系统体积小占地少，方便在实验室的任何地方进行安装。

Simplicity系统每分钟能提供超过0.5L的超纯水。


有多种选择可用于进一步纯化您的超纯水，如紫外灯和系列终端精制器。

用户友好的显示屏能显示系统状态；简明的快速参考指南是您日常操作的好帮手。

嵌入抽出式SimpliPak纯化柱让您快速、简单地更换耗材。

# Simplicity系统流程图

1. 移动式2L水箱
2. 分配泵
3. 185/254nm紫外灯 (UV系统)
4. SimpliPak 1、2或3纯化柱
5. 产水电阻率检测仪
6. 用水点 (POU) 电磁阀
7. 终端过滤器
8. 再循环回路
9. 止回阀



## 选择适合您的解决方案

### 紧凑便携式“移动”系统

Simplicity系统的安装非常简单，您可以自己动手安装。只需要将系统插上电源，然后插入SimpliPak纯化柱并将移动式水箱注满纯水，这样您就准备好了。安装好后如果您想将系统移动其他地方，无论是在您的实验室内，甚至临时移到其它楼层的房间——没有什么比这更容易了。关闭电源，拔出系统，这样就可以将系统移到新位置。然后插上插座，打开系统电源，系统就再次可以准备工作生产超纯水了。这也使得Simplicity系统成为移动式实验室的理想选择。



### 集成式水箱-不再使用塑料瓶

Simplicity系统配备了一个集成水箱，您无需再使用笨重的大塑料瓶和它不确定的水质。2升水箱易于从您的Simplicity系统上拆下，并重新注满预处理纯水，如Elix系统产水，蒸馏水，去离子水或反渗透水 (RiOs系统)。此外，当您不使用时，系统通过内循环维持水质，这样当您需要进水时就无需等待水质的改善。



## 充分利用实验室空间

Simplicity系统的设计使您的工作更加便利，因为它占地面积少，您能够在实验室任何地方进行安装。

## 满足您需求的高流速超纯水

Simplicity系统的流速超过每分钟0.5升，因此能满足您重要应用所需的超纯水用量。



## 精制您的水质

### 用水点超纯水需求

对于已有纯水供应的实验室，Simplicity系统可为用水点超纯水需求提供解决方案。Simplicity系统生产的优质超纯水适用于下述应用领域：如色谱分离流动相生产，分光光度法空白和标准溶液的制备，光谱或其他分析技术，以及生化实验缓冲液的制备。

### 有机物敏感应用领域

如果您从事对有机物敏感的应用领域，如HPLC、GC或TOC分析，Simplicity UV系统内置可将TOC降至5ppb以下的185/254nm双波长紫外灯。低TOC的超纯水能为HPLC用户带来重要益处，如更高的灵敏度和更长的色谱柱寿命。

### 应用于用水点的终端精制器

通过Merck Millipore的一系列终端精制器，可以对您的超纯水质进行进一步纯化，从而满足您的不同应用需求。您的应用对细菌、颗粒、热源、核酸酶、内分泌干扰物或挥发性有机化合物敏感吗？如果是这样，只需选择我们的合适的终端精制器即可，它能提供满足您不同水质要求的超纯水。





## 我们提供的不仅仅是超纯水

### 您需要的信息

直观的彩色图形显示屏可以一目了然地显示关键系统参数，方便您对水质和维护警告进行监视。系统内附的《快速参考指南》和《用户手册》提供了关于系统操作和维护的更多信息。



### 用户友好型维护

每个SimpliPak纯化柱的嵌入抽出式设计，意味着您可以在几分钟内更换纯化柱。当需要更换纯化柱时，您将会从Simplicity系统收到自动通知。

### 客户关怀服务方案

为了优化纯水系统的性能和寿命，Merck Millipore提供一整套服务方案，从单个部件的年检到整套系统的检查。关于更多信息，请与您的Merck Millipore应用专家商联系或访问我们的网站：

[www.merckmillipore.com](http://www.merckmillipore.com)



# 规格

超纯水 (I级) 产水水质*	Simplicity系统
电阻率	18.2 MΩ·cm@ 25°C
瞬时流速 (带终端过滤器)	> 0.5 l/min
TOC (无185/254 nm紫外灯)	< 15 ppb
TOC (有185/254 nm紫外灯)**	< 5 ppb
微粒 (粒径 > 0.22 μm)***	< 1 微粒/ml
细菌***	< 0.1 cfu/ml
内毒素 (热源)****	< 0.001 EU/ml
RNases****	< 0.01 ng/ml
DNases****	< 4 pg/μl
<p>*在常规工作条件下 **产水水质可能会依当地进水的状况而不同 ***将配置SimFilter (0.05 μm) 终端过滤器或BioPak超滤柱用作终端精制器的情况下 ****仅将BioPak超滤器作为终端精制器的情况下</p>	
系统信息	
尺寸(H x W x D)	51 x 29 x 36 cm (20.1 x 11.4 x 14.2 in)
净重 (Simplicity系统, 无185/254 nm紫外灯)	4.9 kg (10.8 lb)
净重 (Simplicity系统, 有185/254 nm紫外灯)	5.4 kg (11.9 lb)
工作重量 (Simplicity系统, 无185/254 nm紫外灯)	8.4 kg (18.4 lb)
工作重量 (Simplicity系统, 有185/254 nm紫外灯)	9 kg (19.8 lb)
内置移动式水箱容量	2 L
电压	100-250 V +/- 10 %
频率	50-60 Hz +/- 10 %



订购信息	
型号	货号
Simplicity超纯水系统	SIMS 000 01
Simplicity UV 超纯水系统	SIMS V00 01
SimpliPak 1 纯化柱 (适用于经过反渗透、蒸馏或Elix 预处理的供水)	SIPK 0SI A1
SimpliPak 2 纯化柱 (适用于干净的去离子化预处理水)	SIPK 0SI X2
SimpliPak 3 纯化柱 (适用于水质较差的去离子化预处理水)	SIPK 0SI X3
SimFilter 终端精制器	SIMF ILT ER
Millipak-40 终端过滤器	MPGL 04 GK2
BioPak 超滤柱	CDIJF B10 01
EDS-Pak终端超滤柱	EDS PAK 001



## 上海

上海市浦东张江高科技园区

晨晖路88号2号楼2楼

邮编：201203

## 北京

北京市朝阳区曙光西里甲5号

凤凰置地广场A座写字楼18层

邮编：100028

## 广州

广州市黄埔大道西638号

富力科讯大厦803A室

邮编：510627

## 成都

成都市芷泉街229号

东方广场C座11楼7号

邮编：610061

Merck Millipore提供更多创新的技术和强大的应用支持，简化实验过程，让您对实验结果更加充满信心。我们的纯水专家会对每个实验室和特定的应用进行评估，平衡用水量和分配需求，从而推荐满足您水质要求的纯水系统，让我们的客户能够专注于研究而无水质之忧。

更多信息，欢迎登陆Merck Millipore网站：

[www.merckmilliporechina.com/smart](http://www.merckmilliporechina.com/smart)

技术服务电话：[400-889-1988](tel:400-889-1988)

更多产品信息，请联系：

**021-38501890**

